


# ergotron<sup>®</sup>

## StyleView<sup>®</sup>

### Travel Stop for 4 or 5 Drawer Rows



Attach the Travel Stop bracket to the lift engine to keep the drawer from hitting the base.

NOTE: This Travel Stop Bracket needs to be attached to the cart BEFORE attaching the 3rd row of drawers.

Acople el soporte de detención del desplazamiento al mecanismo de elevación para evitar que el cajón golpee la base.

NOTA: Este canal de detención del desplazamiento tiene que unirse al carro ANTES de unir la tercera fila de cajones.

Fixez le support de la butée de la course sur le moteur de levage pour que le tiroir ne se heurte pas à la base.

REMARQUE : Ce support d'arrêt de déplacement doit être fixé au chariot AVANT d'installer la 3<sup>e</sup> rangée de grands tiroirs.

Die Ausziehstopp-Klammer am Hebemechanismus befestigen, damit die Schublade nicht am Sockel aufschlägt.

HINWEIS: Diese Ausziehstopp-Klammer muss am Wagen befestigt werden BEVOR die 3. Reihe der Schubkästen angebracht wird.

Bevestig de verschuifstop steun aan de tilmotor om te voorkomen dat de lade op de basis botst.

LET OP: Deze steun om uittrekken te stoppen moet aan de cart bevestigd worden VOORDAT u de derde rij laden installeert.

Fissare la staffa di fine corsa sul motorino di sollevamento, per evitare che il cassetto colpisca la base.

NOTA: Questa staffa di fine corsa deve essere applicata al carrello PRIMA di inserire la terza fila di cassette.

Anslut rörelsebegränsningsbeslaget till lyftenheten för att förhindra att lådan slår i botten.

OBS! Denna justerbara stoppbygel måste fästas på vagnen INNAN man fäster lådorna på den tredje raden.

トラベルストップブラケットをリフトエンジンに取り付け、引出しがベースにぶつからないようにします。

注：このトラベルストップブラケットは、3段目の引出しを取り付ける前にカートに取り付ける必要があります。

将止动托架连接到升降引擎上，防止抽屉碰到基座。

注意：必须先把此止档板安装到推车上，然后再安装抽屉柜第3层。

**EN** User Guide

**ES** Guía del usuario

**FR** Manuel de l'utilisateur

**DE** Gebrauchsanweisung

**JA** ユーザーガイド

**ZH** 用户指南

**NL** Benutzerhandbuch

**IT** Guida per l'utente

**SV** Användarhandbok

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

- EN** For the latest User Installation Guide please visit: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
For Warranty visit: [www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)  
For Service visit: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
For local customer care phone numbers visit: <http://contact.ergotron.com>
- ES** Para acceder a la última versión de la Guía de instalación para el usuario, ingrese a [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
Para Garantía, visite: [www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)  
Para servicio, visite: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
Para conocer los números telefónicos locales de atención al cliente, visite: <http://contact.ergotron.com>
- FR** Pour la dernière version du Guide d'installation de l'utilisateur, visitez : [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com).  
Pour la garantie, visitez: [www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)  
Pour le service client, visitez: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
Pour les numéros de téléphone du service client local, visitez : <http://contact.ergotron.com>
- DE** Die aktuellste Anleitung für die Montage durch den Benutzer finden Sie hier: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
Für Garantie Besuch: [www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)  
Für Servicebesuch: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
Örtliche Telefonnummern für den Kundendienst finden Sie hier: <http://contact.ergotron.com>
- JA** 最新のユーザー インストール ガイドは、[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com) でご確認ください。  
保証書をご覧ください: [www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)  
サービスをご覧ください: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
最寄りのカスタマー ケアの電話番号については、こちらをご覧ください: <http://contact.ergotron.com>
- ZH** 若需最新的用户安装指南，请访问：[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
为保证参观：[www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)  
对于上门服务：[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
若需当地客户服务电话号码，请访问：<http://contact.ergotron.com>
- NL** De nieuwste Gids voor installatie door de gebruiker kunt u vinden op: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
Ga voor garantie naar: [www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)  
Ga voor service naar: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: <http://contact.ergotron.com>
- IT** Per la versione più recente della Guida all'installazione per l'utente, visitare il sito web: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
Per la garanzia visitare: [www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)  
Per assistenza visitare: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
Per conoscere i numeri di telefono dell'assistenza clienti locale, visitare: <http://contact.ergotron.com>
- SV** För den senaste Installationshandboken se: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
För garanti, gå till: [www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)  
För service, gå till: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
För lokala kundtjänstnummer, gå till: <http://contact.ergotron.com>

# ergotron<sup>®</sup>

[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com) | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: [japansupport@ergotron.com](mailto:japansupport@ergotron.com)

© 2015 Ergotron, Inc. All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.